



Couleurs standard :



Rouge



Bleu

**LE TOUT NOUVEAU
Sporty Fold-Flat Scooter!
Adapté aux compagnies
aériennes*!**

Port USB standard!

Caractéristiques :

- Conçu pour un espace de rangement minimal
- Poignées à 4 points pour un transport facile
- Hauteur de 12 po. une fois plié (sans siège)
- Dégagement au sol de 4 po
- Capacité de poids de 300 lb
- Accoudoirs relevables
- Barre réglable
- Port USB et porte-bouteille d'eau sur la barre
- Se démonte facilement
- Couverture longue portée jusqu'à 18 miles
- Bloc-pile lithium-ion 15 AH standard et facile d'accès
- Bloc-pile lithium-ion 6,5 AH adapté aux compagnies aériennes, amovible pour le transport en cabine (disponible à la fin de l'été 2020).

**Buzzaround
GB120**

BUZZ
AROUND
CarryOn

Le scooter de mobilité Buzzaround CarryOn Fold-Flat est petit par la taille et grand en termes de plaisir! Ce nouveau scooter de mobilité portatif et sportif vous emmènera où vous voulez avec confort et style! Il est doté d'une barre réglable, d'un ensemble complet de lumières avant et arrière, d'un bloc-piles au lithium-ion (bloc-piles de voyage vendu séparément) et d'une capacité de poids de 300 lb. La pièce la plus lourde pèse 47,5 lb (sans le siège et les piles) et la hauteur une fois pliée n'est que de 12 po. Il se démonte facilement en deux pièces et est conçu pour se ranger dans les plus petits compartiments. Emballez vos rêves et allez partout avec le CarryOn! *La pile optionnelle de 6,5 AH peut être retirée et emportée comme bagage à main lors de voyages en avion, en bateau ou en train.

 **GOLDEN**



SCOOTER DE MOBILITÉ PORTATIF ET LÉGER

Modèle	GB120
Code Medicare	Non codé
Capacité de poids	300 lb
Roues motrices	Arrière
Vitesse maximale	3,6 m/h
Plage de fonctionnement ¹	18 miles (15 AH)
	7,8 miles (6.5 AH)
Dégagement au sol sous le pont	4 po
Dégagement au sol de la boîte de vitesses/moteur	1,5 po
Rayon de braquage	48,75 po
	15 AH (Standard)
Type de piles (Lithium Ion)	6,5 AH (en option)
Couleur	Rouge, bleu
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Chargeur	Hors bord
Contrôleur	50 Amp

Dimensions	
Longueur	38 po
Largeur	19,5 po
Hauteur (du sol au haut du dossier du siège)	34,5 po
Hauteur maximale (plié sans siège)	12 po
Du sol au haut du siège	23,5 po
Du sol au haut du pont	6 po
Du pont au haut du siège	17,5 po
Essieu avant à essieu arrière	28,7 po
Poids de l'unité : (assemblée)	65,5 lb
Corps principal	47,5 lb
Siège sans bras	12 lb

Piles :	Solide/ profil bas
Avant	6 po
Arrière	7 po
Roues arrière anti-basculement	2 po

Siège standard	Style Stadium
Hauteur du dossier - sans appui-tête	13,25 po
Largeur x profondeur	15 po x 13,75 po
Couleur	Vinyle noir

Garantie :	
Cadre	À vie
Transmission	2 ans
Électroniques ²	2 ans
Piles	1 an

¹ Autonomie de la pile à 200 lb, et variera en fonction du poids du conducteur, de la surface de conduite, du terrain et du type de pile.

² La garantie sur les électroniques exclut les piles.



La barre et le cadre du siège autobloquant se replient pour un profil compact

Nouvelle apparence sportive pour les déplacements!



Ensemble d'éclairage avant et arrière



La poignée de transport avant facilite les déplacements



Port USB bien situé



Indicateur de pile LED sur la console



Housses de couleur rouge et bleu disponibles



15 AH 6 lb. (Standard)
6.5 AH 3,8 lb (En option)

12 lb

BUZZ GB120



Scanner pour la vidéo

Commandez l'étui de voyage Golden en option pour le rangement en déplacement!

La documentation est actuelle au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment.



Téléphone : 800-624-6374
Télécopieur : 800-628-5165
www.goldentech.com

Trouvez-nous sur
Facebook
www.facebook.com/goldentechnologies

SHT-GB120-051221